

Руководство пользователя

[Слышат, что мудрые сначала прочтут, и только потом используют!]

Звуковая электрическая зубная щетка D2

Спасибо, что выбрали электрическую зубную щетку SOOCAS! Мы профессиональны и внимательны, и хотим рассказать вам несколько важных вещей.

Если рабочий хочет хорошо выполнить свою работу, он должен сначала заточить инструменты.

Только полностью освоив методы использования, вы сможете использовать продукт на 100%.

Сохраните это руководство пользователя и подпишитесь на нашу общедоступную учетную запись WeChat.

Позвольте нам продолжать служить вам, и вы получите много преимуществ!

Что еще более важно: мы можем поддерживать связь

Отсканируйте код, чтобы активировать бесплатную замену в течение 1 года!

Публичный аккаунт Soocas WeChat

Что такое хорошая звуковая электрическая зубная щетка? Мы никогда не прекращали научные исследования и тесты

Чистим щеткой

Высококачественный ультразвуковой двигатель с магнитной левитацией, совместно разработанный Soocas и международными экспертами, дополненный профессиональной настройкой. Он может поддерживать высокочастотную скорость, даже в непосредственной близости от зубов. Согласно оценкам экспертов ежедневная чистка зубов в течение четырех недель может уменьшить зубной налет на 38,57%.

Удобство без забот

Зубная щетка D2 оснащена литиевым аккумулятором большой емкости, который может работать до полуночи. Нет необходимости в частой зарядке, а универсальный интерфейс Type-C тоже очень удобен.

Доверия качеству

Soocas – один из законодателей моды в индустрии электрических зубных щеток в Китае, и это больше, чем стандарт. Мы придерживаемся высочайших требований к испытаниям нашей продукции и стремимся к повышению качества каждой детали.

Простота в использовании

Soocas настаивает на том, чтобы каждая головка щетки стерилизовалась ультрафиолетовыми лучами и хранилась в вакууме. Теперь мы представляем вам идеальный бокс для УФ-дезинфекции.

Перейдите на следующую страницу, чтобы увидеть, что мы подготовили для вас!

Каждая деталь тщательно нами описана. С нетерпением ждем возможности познакомиться с вами поближе

Защитная крышка головки щетки
Насадка для отбеливания без содержания меди
Приводной вал
Руководство
Кнопка переключения (Вкл / выкл) и переключатель режима
Насадка с чувствительной мягкой щетиной
Зарядный кабель
Ручка зубной щетки
Индикатор режима (чувствительный режим)
Индикатор режима (режим очистки)
Индикатор режима (режим полировки и отбеливания)
Индикатор питания (красный / зеленый цвет)
Настенное крепление (устанавливается в заднюю часть стерилизационного бокса)
Стерилизационный бокс
Пылезащитная резиновая заглушка
Порт зарядки Type-C
Индикатор батареи Type-C
Порт зарядки Type-C
Пылезащитная резиновая заглушка
Атмосферный индикатор (Белый)

Напоминание: продукты, аксессуары и другие иллюстрации в руководстве являются схематическими изображениями и предназначены только для справки. Из-за обновлений продукта фактический продукт может немного отличаться от схемы, пожалуйста, обратитесь к фактическому продукту.

Хотя головка щетки сможет сопровождать вас только в течение трех месяцев, мы все равно надеемся, что она будет такой же чистой, как в первый раз, каждый день.

Подготовка стены

Найдите подходящее место на стене, очистите ее и убедитесь, что она сухая. Крепление подходит к гладким и плоским поверхностям как плитам или стеклу, не крепите к пористым стенам или другим шероховатым поверхностям.

Крепление к стене

Сдвиньте настенное крепление с задней стороны стерилизационного бокса, оторвите наклейку на задней части настенного крепления, выровняйте горизонтально контрольную линию и приложите настенное крепление в подходящем месте на стене. Надавите на него не менее одной минуты, чтобы убедиться, что в надежности крепления. Примечание: после закрепления на стене, крепление необходимо оставить на 24 часа до установки дезинфицирующего бокса.

Установка и использование

Поместите бокс для стерилизации отверстием вниз, совместите отверстие для подвешивания на задней стороне бокса с подложкой на стене и закрепите ее на крючок. Осторожно потяните вниз, чтобы завершить установку. При использовании просто повесьте бокс на стену и зарядите щетку, как обычно.

Меры предосторожности

- Нельзя наклеивать на стены с недостаточной прочностью поверхности или неровные поверхности;
- После наклеивания не удаляйте клей и не наклеивайте его снова, чтобы не повредить на прочность крепления;
- Пожалуйста, не используйте этот стерилизационный бокс для стерилизации чего-либо, кроме зубной щетки, чтобы избежать чрезмерной нагрузки, что может повлиять на его срок службы.

Новый способ познакомиться с электрическими зубными щетками, еще один шаг к душевному спокойствию

Выньте головку щетки и установите ее.

Головки щетки стерилизованы ультрафиолетом, а в вакуумной упаковке более чистой и гигиеничной. Расположите щетку прямо перед ручкой, оставьте приводной вал в отверстии в нижней части насадки щетки. Защелкните, указывает на правильную установку.

Начните получать удовольствие от чистки зубов

После нанесения зубной пасты, не нужно слушать ее звук, эффект очистки будет лучше. Нажмите кнопку включения и нажмите кнопку выбора мощности, чтобы выбрать наиболее удобный режим и силу. Медленно двигайтесь по поверхности зуба. Для эффективной чистки нет необходимости совершать возвратно-поступательные движения вручную.

Щетку можно автоматически дезинфицировать после чистки зубов.

После чистки зубов ополосните головку щетки и ручку и стряхните капли воды. Откройте крышку стерилизационного бокса и повесьте зубную щетку на решетку щеткой к себе. Бокс для стерилизации автоматически начнется.

Режим полировки и отбеливания

Тщательно настроенный режим отбеливания больше подходит для глубокого удаления стойких пятен на поверхности зубов, а эффект отбеливания можно увидеть уже через 4 недели.

Три режима на выбор. Функция памяти режима, который больше подходит для вас и лучше понимает ваши предпочтения.

Включенное состояние

В течение 15 секунд после включения вы можете временно нажать кнопку питания для переключения режима. В течение 15 секунд после включения вы можете выключить зубную щетку, загрузив кнопку включения.

Режим паузы

Во время процесса чистки нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы войти в режим паузы, индикатор режима и индикатор батареи будут мерцать. Повторно нажмите кнопку питания, чтобы продолжить чистку зубов. (Если зубная щетка не будет переключена после 30 секундной паузы, она автоматически выключится.)

Напоминание о зарядке

Если индикатор батареи зубной щетки мигает красным, это означает, что батареи почти разрядилась. Зарядите ее в ближайшее время.

Зарядка

Во время процесса зарядки индикатор батареи мерцает; Когда уровень заряда батареи ниже 80%, индикатор мигает красным; Когда аккумулятор заряжен до 80%, индикатор мигает зеленым; Когда батарея заряжена до 100%, индикатор батареи будет гореть зеленым светом, сообщая о завершении зарядки.

Функция памяти режимов

После выбора любимого режима каждый раз, когда вы выключите щетку, запомнит последний использованный режим.

- Чувствительный режим: Более бережный уход, особенно подходит для чувствительных десен и тех, кто впервые пользуется электрическими зубными щетками.
- Режим очистки: Сфокусируется на чистоте чистки зубов и эффективной очистке. Подходит для ежедневной чистки и использования большинством людей.
- Режим полировки и отбеливания: Тщательно настроенный режим отбеливания больше подходит для глубокого удаления стойких пятен на поверхности зубов, а эффект отбеливания можно увидеть уже через 4 недели.

Несмотря на то, что зарядка Type-C очень удобна, электрическая зубная щетка по-прежнему имеет длительный срок службы батареи для большего удобства в использовании.

Использование прямо из коробки

Электрическая зубная щетка Soocas полностью заряжена перед отправкой с завода. Во время транспортировки может произойти естественный падение заряда, но когда вы выключите зубную щетку, зарядки достаточно, чтобы начать использовать щетку немедленно.

Длительное время автономной работы

Мы оснастили эту зубную щетку аккумулятором большой емкости, максимальное время автономной работы может достигнуть полуночи. При использовании разных режимов и мощностей время автономной работы будет различаться.

Полноценная работа, быстрая зарядка

Зубная щетка использует высокоэффективный зарядный интерфейс Type-C, который находится под защитной резиновой заглушкой в нижней части зубной щетки. Используйте для зарядки стандартный кабель для зарядки. Зубная щетка будет полностью заряжена примерно за 8 часов, что удобно и быстро.

Важное напоминание!

Чтобы обеспечить хорошую работоспособность при использовании зубной щетки, убедитесь, что пылезащитная резиновая заглушка плотно закрыта. Когда вы не используете зубную щетку, обратите внимание на то, чтобы плотно закрыть пылезащитную резиновую заглушку. Ваша безопасность очень важна для нас!

Универсальный интерфейс, быстрая зарядка

При необходимости зарядки снимите накладку со стены и откройте пылезащитную резиновую заглушку сбоку. Убедитесь, что порт зарядки высок. Для зарядки используйте стандартный универсальный кабель. Полная зарядка займет примерно 8 часов.

Вытирать и чистить. Не мыть!

Бокс для дезинфекции может быть влагонепроницаемым и влагостойким, но его нельзя мыть! Если вам нужно очистить плиту от зубной пасты или пыли, вы можете протереть внешнюю поверхность и решетку влажной или отжатой бумажной салфеткой.

«Бесшумное стерилизация» сопровождает вас днем и ночью. Заряжайте стерилизационный бокс каждый месяц.

Используйте утром и вечером в течение 30 дней.

Каждый раз, после того, как вы почистите зубы, бокс стерилизует головку щетки. После полной зарядки он может использоваться в течение 30 дней.

Световое напоминание

Резкое состояние: атмосферный индикатор будет гореть 5 минут. Кришку можно прикрепить, чтобы остановить стерилизацию.

Аккумулятор почти разряжен: при начале работы атмосферный индикатор медленно мигает в течение 3 секунд, затем горит постоянно. Индикатор аккумулятора медленно мигает красным. Пожалуйста, зарядите устройство.

Полностью разряжен: атмосферный индикатор и индикатор батареи быстро мигают, а затем гаснет.

Предупреждение о повреждении: если ультрафиолетовая бактерицидная лампа повреждена или выходит из строя, атмосферный индикатор быстро мигает в течение 1 секунды, а затем гаснет, а индикатор батареи мигает в течение 3 секунд, затем горит в течение 10 секунд, а затем гаснет. Свяжитесь с поддержкой для послепродажного обслуживания.

Универсальный интерфейс, быстрая зарядка

При необходимости зарядки снимите накладку со стены и откройте пылезащитную резиновую заглушку сбоку. Убедитесь, что порт зарядки высок. Для зарядки используйте стандартный универсальный кабель. Полная зарядка займет примерно 8 часов.

Вытирать и чистить. Не мыть!

Бокс для дезинфекции может быть влагонепроницаемым и влагостойким, но его нельзя мыть! Если вам нужно очистить плиту от зубной пасты или пыли, вы можете протереть внешнюю поверхность и решетку влажной или отжатой бумажной салфеткой.

Зубные щетки и стерилизационные боксы чистят и обслуживают каждый день, Это продлит срок их службы

Промойте зубную щетку после чистки.

После чистки зубов каждый раз промывайте щетку и смажьте острию зубной пасты с зубной щетки водой. Головку щетки можно мыть и тщательно очистить. * Рекомендуется менять насадку каждые 3 месяца, если вы сталкиваетесь с раздражением щетинки, своевременно замените насадку на новую!

После мытья поместите в контейнер для дезинфекции.

После ополаскивания стряхните оставшиеся капли воды и вытрите поверхность полотенцем или мягкой тканью. Затем повесьте зубную щетку в бокс для дезинфекции, это поможет предотвратить попадание воды и плесени на нижнюю часть ручки.

Поездки с зубной щеткой

Если вам нужно взять с собой электрическую зубную щетку, сначала снимите головку щетки и корпус. Выньте корпус и корпус зубной щетки перед хранением. Помните, что для зарядки изделия нельзя использовать не соответствующий стандарту или некачественный адаптер!

Протрите контейнер для дезинфекции

Бокс для дезинфекции предназначен только для домашнего использования. Рекомендуется оставить бокс дома, когда вы отправляетесь в поездку. Для ежедневной чистки и обслуживания его можно только протереть, но нельзя ополаскивать!

Стандартный метод чистки зубов электрическими зубными щетками. Качество чистки зубов может оказаться за гранью вашего воображения

Щетинки расположены под углом 45° к десневой борозде.

Угол 45° очень важен! Чистка зубов предназначена в основном для удаления зубного налета. Большая часть зубного налета собирается в десневой борозде. Таким образом, угол наклона щетины 45° относительно десневой борозды является более эффективным способом чистки зубов!

Чистите зубы горизонтально и короткими движениями

Движение на короткое расстояние - второй ключ! Не чистите зубы слишком сильно, это может повредить десны! Зубная щетка будет автоматически выровняться с высокой частотой. Вам нужно только перевернуть ее в пределах диапазона 3-х повторений зубов. Работа по чистке остается на вашей зубной щетке!

Чистите зубы равномерно в 4 зонах

Зубы разделены на 4 зоны. Каждая зона чистится на внешней, околосредней и внутренней сторонах в течение 30 секунд. Зубная щетка никогда не останавливается, чтобы напомнить вам о переходе в следующую зону, и вы можете закончить чистку зубов в течение 2 минут каждый раз!

Полезные советы

Если вы чувствуете, что зубная паста неравномерно распределяется по поверхности зубов, вы можете вручную равномерно нанести ее на поверхность зубов в четырех зонах, прежде чем вставить зубную щетку.

Меры предосторожности особенно важны! Пожалуйста, найдите время, чтобы терпеливо прочитать про них

Предупреждение

- Лица (включая детей), у которых нет соответствующего опыта и знаний (включая детей) с недарованными руками или ограниченными двигательными способностями, должны использовать щетку и обслуживать этот продукт под наблюдением и руководством своих опекунов;
- Запрещается зарядка во влажной среде;
- Этот продукт не предназначен для игр детей;
- В случае лечения у ортодонта, реставрации зубов или наличия зубных имплантатов перед использованием проконсультируйтесь с стоматологом;
- Этот продукт соответствует стандартам безопасности электромагнитных устройств. При возникновении любых проблем, связанных с кардиостимуляторами или другими имплантированными устройствами, перед использованием проконсультируйтесь с врачом или производителем имплантированного устройства;
- Этот продукт предназначен только для чистки зубов, десен и языка. Пожалуйста, не используйте его для каких-либо других целей. Если вы чувствуете дискомфорт или боль, прекратите использование этого продукта и обратитесь к врачу;
- Если вы чувствуете дискомфорт, его необходимо заменить;
- Перед зарядкой убедитесь, что интерфейс зарядки устройства сухой;
- Не заряжайте продукт в течение длительного времени без присмотра, а максимальное время зарядки не должно превышать 24 часа.

Обратите внимание!

- При использовании этого продукта в первые несколько дней во рту может ощущаться зуд или кровоточивость десен, т.е. десны и язык не привыкли к нормальному ощущению от высокочастотной чистки. Как правило, неприятные ощущения постепенно исчезают через несколько дней использования и адаптации.
- Этот продукт содержит встроенную перезаряжаемую батарею, пожалуйста, не бросайте его в огонь и не разряжайте и не используйте в местах с высокой температурой.
- Не модифицируйте, не разбирайте и не ремонтируйте самостоятельно;
- Для зарядки используйте зарядное устройство на 5 В (приобретается отдельно);

ВАЖНО

- Перед использованием продукта проверьте, нет ли внешних повреждений. В случае повреждений в результате падения прекратите использование щетки;
- Перед подключением источника питания проверьте, соответствует ли направление местного источника питания указанному на продукте;
- Если этот продукт (ручка зубной щетки, насадка для щетки, контейнер для дезинфекции) повреждены, пожалуйста, прекратите их использование;
- Пожалуйста, зубные щетки при упавших или в дуле.

У каждого продукта заканчивается срок службы. Пожалуйста, утилизируйте аккумулятор продукта экологически безопасным способом!

Защита окружающей среды

По истечении срока службы этого продукта в соответствии с законами и постановлениями страны или региона внутренняя батарея должна быть удалена для надлежащей утилизации перед утилизацией устройства. Если вы не можете извлечь аккумулятор, отправьте продукт в центр по переработке. Отдел обслуживания извлечет и утилизирует аккумулятор.

Предупреждение:

- Не бросайте аккумулятор в огонь, чтобы аккумулятор не взорвался или не выделил токсичные и опасные вещества;
- Не допускать короткого замыкания аккумулятора во избежание возгорания аккумулятора и возгорания;
- Если вы не хотите утилизировать, не разбирайте продукт самостоятельно, преждевременная разборка приведет к повреждению продукта, при эксплуатации необходимо соблюдать основные меры безопасности, а перед извлечением аккумулятора необходимо отключить питание;
- Перед тем, как разбить аккумулятор, убедитесь, что он разряжен; если вам нужно разбить аккумулятор, вы можете оставить устройство разряженным, пока оно не отключится автоматически;

Как извлечь батарею из зубной щетки:

- Используйте плоскую отвертку, чтобы вставить ее в зазор между защитной крышкой и основным корпусом ручки, и протолкнуть бокс. Затем выньте ручку и открутите винты.
- Удерживая один конец приводного вала в ступице, извлеките винт.
- Отвернув четыре винта, переверните стерилизационный бокс с помощью плоскогубцев и снимите крышку, поднимите крышку корпуса и снимите аккумулятор.
- Снимите нижнюю часть корпуса, разорвите два верхних винта, снимите главный аккумулятор и отправьте его в специальное место для утилизации.

Снятие аккумулятора может вызвать небольшие затруднения! Но это очень помогает в защите окружающей среды.

- Используйте плоскогубцы, чтобы снять аккумулятор, и отправьте его в специально отведенное место для переработки.
- Выньте аккумулятор и отправьте его в специально отведенное место для переработки.

Как вынуть аккумулятор из стерилизационного бокса:

- Вставьте отвертку; плоским лезвием в зазор между защитной крышкой и основным корпусом ручки, подденьте его вверх, пока декоративный элемент корпуса не снимется.
- После снятия декоративного кольца с нижней части корпуса открутите четыре винта с помощью крестовидной отвертки.
- Снимите нижнюю часть корпуса, разорвите два верхних винта, снимите главный аккумулятор и отправьте его в специальное место для утилизации.
- Снимите нижнюю часть корпуса, разорвите два верхних винта, снимите главный аккумулятор и отправьте его в специальное место для утилизации.

Мы прошли ряд сертификаций в области производства и безопасности, и мы никогда не ослабляем контроль.

Наименование	Вредные материалы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Хроми VI (Cr(VI))	Полухлорированный бензол (PBB)	Полухлорированный дифенил эфир (PBDE)
Головка щетки	○	○	○	○	○	○
Ручка зубной щетки	○	○	○	○	○	○
Аккумулятор для зубной щетки	○	○	○	○	○	○
Стерилизационный бокс	○	○	○	○	○	○
Батарея стерилизационного бокса	○	○	○	○	○	○
Аксессуары	○	○	○	○	○	○

Эта таблица подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

* Указывает на то, что содержание опасного вещества во всех однородных материалах детали ниже указанного предела в GB/T 26572

* Указывает, что содержание опасного вещества в хотя бы одном из однородных материалов детали превышает предел, указанный в GB/T 26572.

Вы можете столкнуться с проблемами во время использования. Но не волнуйтесь, давайте посмотрим, что можно предпринять.

Проблема	Причина	Решение
Устройство не включается	Устройство находится в состоянии зарядки Низкий заряд батареи или разряженная батарея	Очистите зарядку Пожалуйста, зарядите продукт
Безопасность не имеет значения в транспортной упаковке	Неправильность переключения Пыль на контактах переключателя	Обратитесь к послепродажному обслуживанию Удалите посторонние предметы
Батарея щетки не имеет значения в транспортной упаковке	Посторонний предмет в гнезде контактной батареи Насадка щетки повреждена	Удалите посторонние предметы См. инструкции по установке насадки щетки
Выбор режима щетки сбивается	Не насадка насадка для щетки Батарея щетки не установлена на место	Пожалуйста, переустановите через официальные каналы См. инструкции по установке насадки щетки
Крепость держки после чистки зубов	Десны и губы травмированы, чтобы адаптироваться к электрической зубной щетке	Используйте минимальное усилие Задайте режим и правильно чистите зубы
Аналоговая зарядка	Плохой контакт зарядного порта	Проверьте состояние адаптера
Световой индикатор неработоспособный / не горит	Адаптер может быть поврежден	Пожалуйста, замените адаптер
Индикатор деформированного бокса быстро мерцает и затем гаснет	Батарея разряжена Печальная плата повреждена	Подключите зарядный кабель для зарядки Обратитесь к послепродажному обслуживанию
Индикатор деформированного бокса быстро мерцает и затем гаснет	Низкий заряд батареи УФ-лампа повреждена	Подключите зарядный кабель для зарядки Обратитесь к послепродажному обслуживанию

Если проблема с продуктом не упомянута в вышеуказанной форме, вы можете проверить эту таблицу ошибок производительности

Название	Сбой
Электрическая зубная щетка D2	1. Переключатель неисправен
	2. Ненормальная вибрация головки щетки.
	3. Ненормальная зарядка
	4. Индикатор не загорается.
Бокс для стерилизации зубных щеток D2	1. Переключатель неисправен
	2. Ненормальная УФ-лампы.
	3. Ненормальная зарядка
	4. Индикатор не загорается.

Условия отказа в гарантии

- Несанкционированное обслуживание, неправильное использование, падение, попадание жидкости, внесение изменений в конструкцию, неправильное использование дополнительных принадлежностей, не относящихся к продукту, повреждение гарантийных пломб или знаков защиты от подделки;
- Истечение срока гарантии
- Ущерб, причиненный форс-мажорными обстоятельствами;
- Не соответствует сбоям производительности, указанным в «Таблице сбоев в работе»
- Сбой в работе этого продукта и его принадлежностей вызванные посторонним вмешательством в его работу.

Руководство пользователя является гарантийным талоном. Обратите внимание на официальный аккаунт Soocas, чтобы активировать бесплатную гарантию сроком на 1 год.

Послепродажное обслуживание электрических зубных щеток основано на «Закоме о защите прав потребителей».

Условия гарантии

В течение гарантийного срока действия вы можете бесплатно пользоваться услугами по возврату, обмену и ремонту в соответствии с настоящими правилами. Ремонт, обмен и возврат должны производиться по чеку.

- Товар возвращается без причины (каналы электронной коммерции) в течение 7 дней со дня после покупки, логистические расходы несут покупатель;
- Если у этого продукта есть проблемы с производительностью, перечисленные в «Таблице сбоев в работе», то после тестирования и подтверждения вы можете бесплатно пользоваться следующими услугами.

Тип обслуживания

Возврат	Политика обслуживания
Возврат	Вернуть некачественный товар в течение 7 дней со дня после получения.
Обмен	Вернуть некачественный товар в течение 15 дней со дня получения.
Сервис	Ремонт некачественного товара в течение 3-х рабочих дней после получения.

Примечание: Зубные щетки и насадки не могут быть возвращены без причины, если они распахованы.

Полезное напоминание: поскольку упаковочная коробка необходима для обеспечения безопасности транспортировки продукта, рекомендуется хранить упаковочную коробку не менее 30 дней с даты получения.

Публичный аккаунт Soocas WeChat

Если вы закончили читать это руководство, давайте вместе начнем этот замечательный опыт использования!

Название продукта: звуковая электрическая зубная щетка
Модель продукта: D2

Нормальное питание зубной щетки: 5 В \pm 1 А
Номинальная потребляемая мощность стерилизационного бокса: 5 В \pm 0,5 А

Время зарядки: около 6 часов для зубной щетки; около 5 часов для стерилизационного бокса.

Интерфейс зарядки: Type-C

Исполнительный стандарт: GB4706.1-2005, GB4706.59-2008

Отсканируйте код, чтобы активировать продление гарантии на 1 год!

Публичный аккаунт Soocas WeChat

Приглашаем посетить: WWW.SOOCAS.TECH.COM
Производитель: SOOCAS (Шэньчжэнь) Технолдж Ко., Лтд
Адрес: комнаты 1101, 1102, 1103, 1104, 401 и 402, Здание 2, район Чуньвань, Наньшань парк, проспект Люсянь 3370, район Наньшань, Шэньчжэнь, Китай

Сертифицировано